

### Audinor PRO system

Systemet består af to mikrofoner og en modtager. Afhængigt af situationen, kan man vælge at bruge en eller to mikrofoner. De kan enten placeres på bordet eller bæres rundt om halsen. De opfanger og fremhæver talen fra personen du ønsker at høre, samtidigt med at baggrundsstøjen bliver dæmpet. Et typisk eksempel er, at den ene mikrofonen bruges til præsentation, og den anden mikrofon ligger på bordet og opfanger gruppe-diskussionen.

Lyden overføres trådløst og digitalt til din modtager, som bæres rundt om halsen, og videre til dine høreapparater i MT/T program.



Mikrofon

Modtager

Audinor PRO system leveres komplet med:

- 2x mikrofoner med halssnor og silikone cover
- Modtager med halsslynge (alt. hovedtelefoner)
- Ladesystem med magnetiske stik
- Audioledning til fjernsyn, PC, iPad mm.
- Filttaske
- Quick guide

### Flere muligheder

Audinor PRO system kan udvides og tilpasses efter behov. Man kan for eksempel tilkoble flere modtagere til de samme Audinor mikrofoner.

### Om Audinor

Audinor udvikler og markedsfører digitale høre løsninger med fokus på brugervenlighed og lyd kvalitet. Vi leverer løsninger til både skole/undervisning, erhverv og fritid.

Vores vision er "God lyd til alle". Vi arbejder hver dag på at omdanne de fine ord til virkelighed.

Du kan læse mere om Audinor og vores produkter på vores hjemmeside [www.audinor.dk](http://www.audinor.dk)

### Kontakt oplysninger:



Audinor Aps  
Benediktevej 5  
DK-3480 Fredensborg  
Telefon: (+45) 42 18 06 85

E-mail: [info@audinor.dk](mailto:info@audinor.dk)  
[www.audinor.dk](http://www.audinor.dk)



**Audinor**  
**PRO system 3.0**  
Den gode lyd - ganske enkelt!